



Tuotenumero 1000006805



Excellent

Tutkimuskäsineet, kiihdytinvaapat, ABENA Excellent, M, tummansininen, nitrili, puuteriton, kiihdytinvaapa

- ✓ Joustava
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ei sisällä lateksiaproteiineja
- ✓ kiihdytinvaapa



CAT III

Tuotekuvaus

Joustava tutkimuskäsine, ei kumikemikaaleja/kiihdyttimiä. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoitotehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratoriotyötehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiaproteiineja eikä kiihdyttimiä. Turvallinen käytettäväksi lateksiallergia- ja kumikemikaalikosketusallergiatapauksissa.



MEDIUM GRIP



240 mm

EN374-5:2016



AQL 1.5

EN EN 420 455

374-1:2016/Type B



Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet, kiihdytinvaapat
Brändi	ABENA
Alabrändi	Excellent
Koko	M
Värin sävy	Tummansininen
Ominaisuudet	Lateksiton, karhennetut sormenpäät, keskitason pito, rullareuna, kiihdytinvaapa
Ominaisuudet	Puuteriton, kiihdytinvaapa
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Tekniset ainesosat	Nitrile NBR, Zinc oxide, Potassium Hydroxide, Titanium Dioxide, Blue pigment
Pituus/syvyy	240 mm
Leveys	95 mm
Nettopaino	3.2 g
Paksuus	Min. 0,05 mm
Todistukset	CE, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT III, MD
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	EN 455, EN 420, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745, 425/2016/EU, 1935/2004/EU, BEK 681 25.05.2020, 2023/2006/EY
Säilyvyysaika	3 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä.
Tuotteen hävittämisohejeet	Hävitetään kotitalousjätteen mukana. Kontaminoitunut tuote hävitetään sairaalajätteenä.
Pakkauksen hävittämisohejeet	Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Tarkista käsineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	2000 kpl	36.5 cm	24.5 cm	25 cm	5703538056673
pkt	200 kpl	24 cm	12 cm	7.5 cm	5703538055737
paria	2 kpl	0 cm	0 cm	0 cm	
kpl	1 kpl				



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpipääsyä.



Standardi määrittelee suojakäsineiden vaatimukset suhteessa yleisiin vaatimuksiin ja testimenetelmiin.

EN 455

EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

