

BLU-WASH

Vedinpesuainetiiviste

KUVAUS: Vedinpesuainetiiviste vedinten ja utareiden puhdistukseen ennen lypsyä

- Tehokas puhdistusaine
- Säilyttää ihon pH-tasapainon
- Dermatologisesti testattu
- Sisältää tunnettuja ja tehokkaita tensidejä

OMINAISUUDET:

| | | |
|---------------|--------------|--|
| Konsentraatti | Ulkonäkö: | Kellertävä neste |
| | Varastointi: | Suljetussa alkuperäispakkauksessa normaaleissa varastointiolosuhteissa |
| | Säilyvyys: | Konsentraatti vähintään 1 vuosi varastointiohjeita noudattaen |
| | Liukoisuus: | Täysin veteen liukeneva |
| | Tiheys/20°C: | 1,00 - 1,04 kg/m ³ |
| | pH-arvo: | 2,2 – 2,8 |

KÄYTTÖOHJE:

Puhdistaa tehokkaasti likaiset vetimet ja vähentää bakteerien määrää vetimissä ja utareissa. Puhdas vedin vähentää itiöllisten bakteerien riskiä maidossa. Käytä vedinten puhdistamiseen ennen lypsyä. **BLU-WASH** sumutetaan suoraan vetimiin ja utareisiin tai vaihtoehtoisesti levitetään liinalla/paperilla. **BLU-WASH** vaahtoaa helposti, mikä helpottaa silmävaraista aineen levittämistä.

Annostus: Annostele 0,5 – 1 dl 10 litraan viileää vettä

Levitys lypsyliinalla: Kostuta lypsyliina **BLU-WASH** –liuksessa. Pyyhi vetimet ja utareet puhtaiksi **BLU-WASHilla**.

Levitys spryaamalla: Sumuta vetimet ja utareet **BLU-WASH** –liuksella. Pyyhi kuivalla lypsyliinalla.

Älä käytä samaa lypsyliinaa enempään kuin yhteen utareeseen.

TURVALLISUUS: Mahdolliset riskit sekä turvallisuusohjeet ilmoitetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

08/10